



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
пр. Ломоносова 292, г. Архангельск, 163045
тел. 8(8182)63-63-23, телефон/факс 63-63-63
E-mail: info@aokb.ru

28.06.2021 № 103/4195
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Фармстандарт-
Медтехника»
Зезуле А.Ф.

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ГП-400-2 В ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Архангельская областная клиническая больница является самой крупной и передовой научно-преподавательской клинической базой города Архангельска. Круглосуточный стационар учреждения развернут на 877 коек, реанимационное отделение на 40 коек, а также еще 10 коек – в филиале «Соловецкая участковая больница». Ежегодно в круглосуточном стационаре пролечивается более 20 тысяч пациентов.

С целью повышения мер по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а также с целью повышения качества и эффективности обработки дорогостоящих изделий медицинского назначения наша больница своевременно обновляет и пополняет парк стерилизационного оборудования. Во второй половине 2021 года в нашем учреждении был установлен новый паровой стерилизатор ГП-400-2 производства АО «ТЗМОИ».

Паровой стерилизатор ГП-400-2 является современным шкафным стерилизатором, оборудованным вместительной камерой прямоугольной формы, оснащенной паровой рубашкой. Данное оборудование используется для стерилизации хирургических инструментов, текстильных материалов, изделий из резины и латекса и др. Ежедневно в режиме одной смены с помощью стерилизатора ГП-400-2 выполняется до 8-ми циклов стерилизации.


Сотрудники, обеспечивающие работу стерилизационного оборудования нашей больницы, отмечают удобство и безопасность при работе со стерилизатором. Благодаря наличию загрузочных и стерилизационных

тележек процесс загрузки и выгрузки изделий медицинского назначения механизирован, что экономит время персонала.

Работа стерилизатора управляется автоматическим контроллером и не требует вмешательства оператора в ход процесса. Стерилизационный цикл контролируется на цветном сенсорном экране, где доступна полная информация о протекающем процессе в виде таблицы данных, графика цикла, а также схем. По окончании цикла в автоматическом режиме распечатывается отчет на встроенный принтер.

Паровые стерилизаторы ГП-400-2 производства АО «ТЗМОИ» обеспечивают эффективную и безопасную стерилизацию медицинских изделий, являются надежными и экономичными.

Главный врач



Петчин И.В.